


"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT  
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

**mediland**  
products & more



products & more



### Bronchial Doppellumen Tubus

- Großvolumige Niederdruck-Cuffs
- Wolfram-Ringe zur röntgenologischen Lagekontrolle
- patentierter strikturfreier Übergang von den Konnektoren zum Doppellumenschlauch für die problemlose Passage eines Bronchoskopes
- effektives Verhältnis vom inneren zum äußeren Querschnitt
- Intubationsseite mit Farbmarkierung
- steril

### Endo bronchial double lumen tube

- high volume low pressure cuffs
- stricture free transition between single lumen and double lumen
- patented for effective passage of a bronchoscope
- x-ray markers of tungsten
- effective relation between inside and outside cross-section
- intubation side with color marking
- sterile

	<b>Carina Rechts mit Zubehör</b>	<b>Carina Links mit Zubehör</b>	<b>Standard Rechts mit Zubehör</b>	<b>Standard Links mit Zubehör</b>	<b>Standard Rechts ohne Zubehör</b>	<b>Standard Links ohne Zubehör</b>
Ch.26	ML-298226	ML-298326	ML-298526	ML-298626	ML-998226	ML-998326
Ch.28	ML-298228	ML-298328	ML-298528	ML-298628	ML-998228	ML-998328
Ch.33	ML-298233	ML-298333	ML-298533	ML-298633	ML-998233	ML-998333
Ch.35	ML-298235	ML-298335	ML-298535	ML-298635	ML-998235	ML-998335
Ch.37	ML-298237	ML-298337	ML-298537	ML-298637	ML-998237	ML-998337
Ch.39	ML-298239	ML-298339	ML-298539	ML-298639	ML-998239	ML-998339
Ch.41	ML-298241	ML-298341	ML-298541	ML-298641	ML-998241	ML-998341

mediland GmbH • Im Fuchshau 22 • D-73635 Rudersberg (Germany)

Tel.: +49 (0) 7183 30 78 01 0 • Fax: +49 (0) 7183 30 78 01 11 • [www.mediland.de](http://www.mediland.de) • [info@mediland.de](mailto:info@mediland.de)

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT  
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland  
products & more



### Zubehör zum Doppellumentubus

### Accessoires for the double lumen tube

- 2x Absaugkatheter mit Saugregulierung
- Winkelanschlußstücke
- Y-Verbindungsstück
- steril

- 2x suction catheter with finger valve
- connecting pieces (angled)
- y-connector
- sterile

**ML-298735**

BDLT Ch.26-33 Absaugkatheter Ch.10

**ML-298xxx**

BDLT Ch.35-41 Absaugkatheter Ch.14

mediland GmbH • Im Fuchshau 22 • D-73635 Rudersberg (Germany)

Tel.: +49 (0) 7183 30 78 01 0 • Fax: +49 (0) 7183 30 78 01 11 • [www.mediland.de](http://www.mediland.de) • [info@mediland.de](mailto:info@mediland.de)