

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT  
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

**mediland**  
products & more

products & more



### Filter

- VE 50 Stück
- UK 50 Stück

### Filter

- unit 50 pieces
- box 50 pieces

### VS-303

Wirkungsgrad:

**Bakterien:** 99,997%

**Viren:** 99,94%

**Kompressionsvolumen:** 30ml

**Mindest-Atemzugvolumen:** 90ml

**Flusswiderstand bei 60l/min:** 1,8cm/H<sub>2</sub>O

**Konnektoren:** 22mm F x 22mm M / 15mm F

**Gewicht:** 16g

mediland GmbH • Im Fuchshau 22 • D-73635 Rudersberg (Germany)

Tel.: +49 (0) 7183 30 78 01 0 • Fax: +49 (0) 7183 30 78 01 11 • [www.mediland.de](http://www.mediland.de) • [info@mediland.de](mailto:info@mediland.de)