


"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland
products & more

products & more
mediland



Koniotomie-Set „Airfree“

Notfallmäßiger Zugang zur Trachea mittels
Beatmungskanüle mit integriertem Skalpell

- Stechdorn mit Skalpell
- Kanüle und Halteplatte
- Hakteband
- Verlängerung (Normkonnektor)
- steril
- VE 1 Stück
- UK 1 Stück

ML-299001

suction catheter „tracheostomy“

emergency access to the trachea by
ventilation cannula and integrated scalpel

- trocar with scalpel
- cannula with adjustable neck plate
- elongation (Norm connector)
- sterile
- unit 1 pieces
- box 5 pieces

mediland GmbH • Im Fuchshau 22 • D-73635 Rudersberg (Germany)

Tel.: +49 (0) 7183 30 78 01 0 • Fax: +49 (0) 7183 30 78 01 11 • www.mediland.de • info@mediland.de