

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland
products & more

products & more
mediland



LED-Laryngoskop-Handgriff Greenlight II

- neueste LED-Technologie
- hellste derzeit am Markt erhältliche Lichtquelle
- Handgriff aus Messing und latexfreiem Gummi
- Handgriff verwendbar mit Batterien oder Akku
- Handgriff ohne Lichtquelle autoklavierbar und thermische Reinigung
- VE 1 Stück
- UK 1 Stück

VS-4558GSP Standard

VS-4559GSP Stubby - kurz

VS-4559LED Batteriecontainer für Standard-Handgriff

VS-4559LEDS Batteriecontainer für Stubby-Handgriff