

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland
products & more

products & more
mediland



Spiral-Tracheostomiekannüle

- Trachealkanüle nach Müller
- spiralarmiert mit Edelstahl-Spirale
- mit Niederdruckcuff
- 110° gebogen
- verschiebbare Halteplatte
- mit Halteband
- mit Einführinstrument
- steril
- VE 5 Stück
- UK 20 Stück

ML-1202060	ID 6,0mm
ML-1202070	ID 7,0mm
ML-1202080	ID 8,0mm
ML-1202090	ID 9,0mm
ML-1202100	ID 10,0mm
ML-1202110	ID 11,0mm

Spiral tracheostomy cannula

- tracheal cannula according Müller
- reinforced with stainless steel
- with low pressure high volume cuff
- 110° bent
- adjustable neck plate
- with neck band
- with guide wire
- sterile
- unit 5 pieces
- box 20 pieces

mediland GmbH • Im Fuchshau 22 • D-73635 Rudersberg (Germany)

Tel.: +49 (0) 7183 30 78 01 0 • Fax: +49 (0) 7183 30 78 01 11 • www.mediland.de • info@mediland.de