

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland
products & more



Spiral-Tracheostomiekannüle

- Trachealkanüle spiralarmiert mit Edelstahl-Spirale
- 90° gebogen
- verschiebbare Halteplatte
- mit Halteband
- mit Einführinstrument
- steril
- VE 5 Stück
- UK 20 Stück

Spiral tracheostomy cannula

- tracheal cannula reinforced with stainless steel
- 90° bent
- adjustable neck plate
- with neck band
- with guide wire
- sterile
- unit 5 pieces
- box 20 pieces

ML-1205030	ID 3,0mm
ML-1205040	ID 4,0mm
ML-1205050	ID 5,0mm
ML-1205060	ID 6,0mm
ML-1205070	ID 7,0mm
ML-1205080	ID 8,0mm
ML-1205090	ID 9,0mm

mediland GmbH • Im Fuchshau 22 • D-73635 Rudersberg (Germany)

Tel.: +49 (0) 7183 30 78 01 0 • Fax: +49 (0) 7183 30 78 01 11 • www.mediland.de • info@mediland.de