

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT  
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

**mediland**  
products & more

products & more  
**mediland**



### OptiTrach Spiral- Tracheostomiekanüle

- Trachealkanüle spiralarmiert mit Kunststoffspirale
- MRT-geeignet
- mit konischer Spitze
- mit Niederdruck-Cuff
- 90° gebogen
- verschiebbare Halteplatte
- mit Halteband
- mit Einführinstrument
- steril
- VE 5 Stück
- UK 20 Stück

**ML-1209070** ID 7,0mm  
**ML-1209080** ID 8,0mm  
**ML-1209090** ID 9,0mm  
**ML-1209100** ID 10,0mm  
**ML-1209110** ID 11,0mm

### OptiTrach Spiral tracheostomy cannula

- tracheal cannula reinforced with plastic coil
- suitable MRI
- conical tip
- with low pressure high volume cuff
- 90° bent
- adjustable neck plate
- with neck band
- with guide wire
- sterile
- unit 5 pieces
- box 20 pieces

mediland GmbH • Im Fuchshau 22 • D-73635 Rudersberg (Germany)

Tel.: +49 (0) 7183 30 78 01 0 • Fax: +49 (0) 7183 30 78 01 11 • [www.mediland.de](http://www.mediland.de) • [info@mediland.de](mailto:info@mediland.de)