

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT  
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

**mediland**  
products & more



**Magensonde / Magenschlauch**

- DEHP-frei
- Länge 80cm - 100cm
- geschlossene oder zentral offene Spitze
- 2 - 4 seitliche Augen
- graduiert bei 45, 55, 65 und 75cm
- steril
- VE 50 Stück
- UK 200 Stück

**Stomach tube**

- DEHP-free
- length 80cm - 100cm
- cylindrical or central opening tip
- 2 - 4 eyes
- market at 45, 55, 65, 75cm
- sterile
- unit 50 pieces
- box 200 pieces

		zylindrisch <i>cylindrical</i>	zentral <i>central</i>	Augen <i>eyes</i>	Länge <i>length</i>
<b>ML-160008</b>	Ch. 8	-	X	4	85cm
<b>ML-160010</b>	Ch.10	-	X	4	85cm
<b>ML-160012</b>	Ch.12	-	X	4	85cm
<b>ML-160014</b>	Ch.14	-	X	4	85cm
<b>ML-160016</b>	Ch.16	-	X	4	85cm
<b>ML-160018</b>	Ch.18	-	X	4	85cm
<b>ML-160020</b>	Ch.20	-	X	4	85cm
<b>ML-166008</b>	Ch. 8	X	-	2	85cm
<b>ML-166010</b>	Ch.10	X	-	2	85cm
<b>ML-166012</b>	Ch.12	X	-	2	85cm
<b>ML-166014</b>	Ch.14	X	-	2	85cm
<b>ML-166016</b>	Ch.16	X	-	2	85cm
<b>ML-166018</b>	Ch.18	X	-	2	85cm
<b>ML-166020</b>	Ch.20	X	-	2	85cm
<b>ML-162014</b>	Ch.14	X	-	4	100cm
<b>ML-162016</b>	Ch.16	X	-	4	100cm
<b>ML-162018</b>	Ch.18	X	-	4	100cm
<b>(mit Plastikmandrin / with plastic guide wire)</b>					
<b>ML-165022</b>	Ch.22	X	-	2	80cm
<b>ML-165025</b>	Ch.25	X	-	2	80cm
<b>ML-165028</b>	Ch.28	X	-	2	80cm
<b>ML-165030</b>	Ch.30	X	-	2	80cm
<b>ML-165032</b>	Ch.32	X	-	2	80cm
<b>ML-165035</b>	Ch.35	X	-	2	80cm
<b>(ohne Graduierung / non market)</b>					