

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT  
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

**mediland**  
products & more



### Nasopharyngealtubus

- für den Einsatz in der Anästhesie, der Intensivpflege und im Notfallbereich
- weiches, angenehmes Material
- Shore 40A
- transluzent
- atraumatische Flötenspitze
- 20mm Scheibe zur Arretierung
- latexfrei
- Länge 60mm - 180mm (abhängig von der Größe)
- steril
- VE 10 Stück
- UK 100 Stück

### Nasopharyngeal tube according

- application for anaesthesia, intensive care and emergency care
- soft, comfortable material
- shore 40A
- translucent
- atraumatic whistle tip
- 20mm flange for fixation
- latex-free
- length 60mm - 180mm (depending on size)
- sterile
- unit 10 pieces
- box 100 pieces

<b>ML-1254012</b>	OD Ch.12	ID 2,5mm
<b>ML-1254014</b>	OD Ch.14	ID 3,0mm
<b>ML-1254016</b>	OD Ch.16	ID 3,5mm
<b>ML-1254018</b>	OD Ch.18	ID 4,0mm
<b>ML-1254019</b>	OD Ch.19	ID 4,5mm
<b>ML-1254020</b>	OD Ch.20	ID 5,0mm
<b>ML-1254022</b>	OD Ch.22	ID 5,5mm
<b>ML-1254024</b>	OD Ch.24	ID 6,0mm
<b>ML-1254026</b>	OD Ch.26	ID 6,5mm
<b>ML-1254028</b>	OD Ch.28	ID 7,0mm
<b>ML-1254030</b>	OD Ch.30	ID 7,5mm
<b>ML-1254032</b>	OD Ch.32	ID 8,0mm
<b>ML-1254034</b>	OD Ch.34	ID 8,5mm
<b>ML-1254036</b>	OD Ch.36	ID 9,0mm

mediland GmbH • Im Fuchshau 22 • D-73635 Rudersberg (Germany)

Tel.: +49 (0) 7183 30 78 01 0 • Fax: +49 (0) 7183 30 78 01 11 • [www.mediland.de](http://www.mediland.de) • [info@mediland.de](mailto:info@mediland.de)

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT  
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

**mediland**  
products & more



### Nasopharyngealtubus nach Wendl

- für den Einsatz in der Anästhesie, der Intensivpflege und im Notfallbereich
- weiches, angenehmes Material
- Shore 40A
- transluzent
- atraumatische Flötenspitze
- mit verstellbarer Scheibe
- latexfrei
- Länge 95mm - 170mm (abhängig von der Größe)
- steril
- VE 10 Stück
- UK 100 Stück

### Nasopharyngeal tube according Wendl

- application for anaesthesia, intensive care and emergency care
- soft, comfortable material
- shore 40A
- translucent
- atraumatic whistle tip
- with movable flange
- latex-free
- length 95mm - 170mm (depending on size)
- sterile
- unit 10 pieces
- box 100 pieces

<b>ML-1255012</b>	OD Ch.12	ID 2,5mm
<b>ML-1255014</b>	OD Ch.14	ID 3,0mm
<b>ML-1255016</b>	OD Ch.16	ID 3,5mm
<b>ML-1255018</b>	OD Ch.18	ID 4,0mm
<b>ML-1255020</b>	OD Ch.20	ID 4,5mm
<b>ML-1255022</b>	OD Ch.22	ID 5,0mm
<b>ML-1255024</b>	OD Ch.24	ID 5,5mm
<b>ML-1255026</b>	OD Ch.26	ID 6,0mm
<b>ML-1255028</b>	OD Ch.28	ID 6,5mm
<b>ML-1255030</b>	OD Ch.30	ID 7,0mm
<b>ML-1255032</b>	OD Ch.32	ID 7,5mm
<b>ML-1255034</b>	OD Ch.34	ID 8,0mm
<b>ML-1255036</b>	OD Ch.36	ID 8,5mm
<b>ML-1255038</b>	OD Ch.38	ID 9,0mm

mediland GmbH • Im Fuchshau 22 • D-73635 Rudersberg (Germany)

Tel.: +49 (0) 7183 30 78 01 0 • Fax: +49 (0) 7183 30 78 01 11 • [www.mediland.de](http://www.mediland.de) • [info@mediland.de](mailto:info@mediland.de)