

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT  
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

**mediland**  
products & more

products & more  
mediland



### Nephrostomie-Dilatationsset

- 2-Wege Ballonkatheter mit Integral-Ballon
- Lunderquist Führungsdraht 100cm 0.035inch
- 2-teilige Punktionsnadel 1,2mm (18G)
- Katheterstopfen
- Dilatator mit Splitt-hülse
- Einzeldilatatoren
- steril
- VE 5 Stück
- UK 50 Stück

### Nephrostomy dilatation set

- 2-way balloon catheter
- Lunderquist guide wire 100cm 0.035inch
- 2 part puncture needle
- Spigot
- Splitt Sheath
- Single dilators
- sterile
- unit 5 pieces
- box 50 pieces

	Katheter/catheter	Spalthülse/Splitt-sheath	Dilatatoren/dilators
<b>ML-34000712</b>	Ch.12	Ch.13	Ch.6, 8, 10, 12
<b>ML-34000714</b>	Ch.14	Ch.15	Ch.6, 8, 10, 12, 14
<b>ML-34000716</b>	Ch.16	Ch.17	Ch.6, 8, 10, 12, 14, 16

### Glossar:

ML-34000812

ML-34000814

ML-34000816 mit 3-teiliger Punktionsnadel / with 3 part punktion needle

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT  
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

**mediland**  
products & more

products & more  
mediland



### Nephrostomie-Dilatationsset

- 2-Wege Ballonkatheter mit Integral-Ballon
- Lunderquist Führungsdraht 100cm 0.035inch
- 3-teilige Punktionsnadel 1,2mm (18G)
- Katheterstopfen
- Dilatator mit Splitt-hülse
- Einzeldilatatoren
- steril
- VE 5 Stück
- UK 50 Stück

### Nephrostomy dilatation set

- 2-way balloon catheter
- Lunderquist guide wire 100cm 0.035inch
- 3 part punction needle
- Spigot
- Splitt Sheath
- Single dilators
- sterile
- unit 5 pieces
- box 50 pieces

	Katheter/catheter	Spalthülse/Splitt-sheath	Dilatatoren/dilatators
<b>ML-34000812</b>	Ch.12	Ch.13	Ch.6, 8, 10, 12
<b>ML-34000814</b>	Ch.14	Ch.15	Ch.6, 8, 10, 12, 14
<b>ML-34000816</b>	Ch.16	Ch.17	Ch.6, 8, 10, 12, 14, 16

### Glossar:

ML-34000712


ML-34000714

ML-34000716 mit 2-teiliger Punktionsnadel / with 2 part punction needle

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT  
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland  
products & more

products & more  
mediland



### Nephrostomie-Katheter

- 2-Wege Ballonkatheter mit Integral-Ballon
- Ballon diskusförmig
- 3-5ml
- Länge 40cm
- zentral offen
- je 1 seitliches Auge vor und hinter dem Ballon
- transparent
- x-ray
- steril
- VE 5 Stück
- UK 40 Stück


Katheter mit abnehmbarem Trichter zur Applikation durch den Schaft eines Nephroskopes

<b>ML-34050012</b>	Ch.12
<b>ML-34050014</b>	Ch.14
<b>ML-34050016</b>	Ch.16
<b>ML-34050018</b>	Ch.18
<b>ML-34050020</b>	Ch.20
<b>ML-34050022</b>	Ch.22
<b>ML-34050024</b>	Ch.24

### Nephrostomy catheter

- 2-way balloon catheter
- 3-5ml
- length 40cm
- central opening
- 2 eyes each distal and proximal of the balloon
- transparent
- x-ray
- sterile
- unit 5 pieces
- box 40 pieces

Catheter with detachable connector for application through the shaft of a nephroscope



"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT  
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

**mediland**  
products & more

products & more  
**mediland**



### Nephrostomie-Katheter

- 2-Wege Ballonkatheter mit Integral-Ballon
- Ballon diskusförmig
- 3-5ml
- Länge 40cm
- zentral offen
- je 1 seitliches Auge vor und hinter dem Ballon
- transparent
- x-ray
- steril
- VE 5 Stück
- UK 40 Stück

**ML-34050212** Ch.12

**ML-34050214** Ch.14

**ML-34050216** Ch.16

**ML-34050218** Ch.18

**ML-34050220** Ch.20

**ML-34050222** Ch.22

**ML-34050224** Ch.24

### Nephrostomy catheter

- 2-way balloon catheter
- 3-5ml
- length 40cm
- central opening
- 2 eyes each distal and proximal of the balloon
- transparent
- x-ray
- sterile
- unit 5 pieces
- box 40 pieces