

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT  
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

**mediland**  
products & more

products & more



### Limb-O Schlauchsystem

- für Kinder und Erwachsene ab 3 kg
- geringes Gewicht
- niedrige Compliance
- wärmeeffizient
- clean-packed
- VE 1 Stück
- UK 20 Stück

### Limb-O tube

- for children and adults > 3kg
- low wight
- low compliance
- thermally efficient
- clean-packed
- unit 1 pieces
- box 20 pieces

|                    |       |  |         |
|--------------------|-------|--|---------|
| <b>VS-AFRXXXXX</b> | 150cm | Luer-Lock-Anschluss / connector                | > 3kg   |
| <b>VS-AFNXXXXX</b> | 180cm | Luer-Lock-Anschluss / connector                | > 4,5kg |
| <b>VS-AGNXXXXC</b> | 180cm | CO <sup>2</sup> -Messschlauch / measuring tube |         |
| <b>VS-AFNKXXXX</b> | 180cm | 2 liter Beutel / bag - 1 Meter Schlauch / tube |         |
| <b>VS-AFPXXXXX</b> | 270cm | Luer-Lock-Anschluss / connector                |         |

mediland GmbH • Im Fuchshau 22 • D-73635 Rudersberg (Germany)

Tel.: +49 (0) 7183 30 78 01 0 • Fax: +49 (0) 7183 30 78 01 11 • [www.mediland.de](http://www.mediland.de) • [info@mediland.de](mailto:info@mediland.de)