

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT  
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland  
products & more

products & more  
mediland



## Optisan® Oberkörper Wärmedecke

- 75cm x 170cm
- Thermische Desinfektionswäsche bis 95°C
- Dampfsterilisation bei 134°C möglich
- Wiederverwendbar
- Material 100% Polyester mit PU-Beschichtung
- VE 1 Stück
- UK 1 Stück

**ML-570000**

geeignet für:

Bair Hugger 505 / Mod. 505 / Seriennummer 36349 / Fa. Augustine Medical  
Thermacare REF TC 3003 / Mod. TC 3003 / Seriennummer G 89043 / Fa. Gaymar Industries  
WarmTouch 5800 / Mod. 501 - 5800 / Seriennummer 7147 / 6950 / Fa. Mallinckrodt Medical  
Life Air 1000 / Mod. PD 1010 / Seriennummer 00042 / Rüsck GmbH

mediland GmbH • Im Fuchshau 22 • D-73635 Rudersberg (Germany)  
Tel.: +49 (0) 7183 30 78 01 0 • Fax: +49 (0) 7183 30 78 01 11 • [www.mediland.de](http://www.mediland.de) • [info@mediland.de](mailto:info@mediland.de)

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT  
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

**mediland**  
products & more

products & more  
**mediland**



## Optisan® Ganzkörper Wärmedecke

- 100cm x 180cm
- Thermische Desinfektionswäsche bis 95°C
- Dampfsterilisation bei 134°C möglich
- Wiederverwendbar
- Material 100% Polyester mit PU-Beschichtung
- VE 1 Stück
- UK 1 Stück

**ML-571000**

geeignet für:

Bair Hugger 505 / Mod. 505 / Seriennummer 36349 / Fa. Augustine Medical  
Thermacare REF TC 3003 / Mod. TC 3003 / Seriennummer G 89043 / Fa. Gaymar Industries  
WarmTouch 5800 / Mod. 501 - 5800 / Seriennummer 7147 / 6950 / Fa. Mallinckrodt Medical  
Life Air 1000 / Mod. PD 1010 / Seriennummer 00042 / Rüschi GmbH

mediland GmbH • Im Fuchshau 22 • D-73635 Rudersberg (Germany)  
Tel.: +49 (0) 7183 30 78 01 0 • Fax: +49 (0) 7183 30 78 01 11 • [www.mediland.de](http://www.mediland.de) • [info@mediland.de](mailto:info@mediland.de)