


"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland
products & more



Hyperthermiekatheter zur Aufnahme einer Messsonde

- Ballonkatheter aus Silikon (ohne Sensor)
- 3-Wege
- 5-10ml
- Länge 40cm
- Tiemann Spitze
- 2 seitliche Augen
- transparent
- x-ray
- steril
- VE 10 Stück
- UK 40 Stück

ML-114512 Ch.12

ML-114514 Ch.14

Hyperthermie catheter to accomodate a measuring device

- Silicone balloon catheter (without sensor)
- 3-Way
- 5-10ml
- length 40cm
- tiemann tip
- 2 eyes
- transparent
- x-ray
- sterile
- unit 10 pieces
- box 40 pieces

