


Produktinformation

Artikel Nr.: **ML-1164xxyy Linksseitige Intubation**
ML-1165xxyy Rechtsseitige Intubation

Artikelbezeichnung: **Doppellumige Tracheostomiekannüle**
mit verstellbarer Halteplatte und Zubehör



Pos.	Bezeichnung	Material
01	Tubus	Polyvinylchlorid (PVC)
02	Halteplatte	Polyamid / Nylon
03	Konnektor	Polypropylen (PP)
04	Winkelanschluss	Polyethylen (HDPE)
05	Y-Konnektor	
06	Halteband	Polyurethane(PUR)
07	Absaugkatheter	Polyvinylchlorid (PVC)

Latex frei 

Verwendungszweck: Getrennte Beatmung der beiden Lungenflügel über Tracheostoma


Keine Wiederverwendung

Gebrauchsanleitung: GA 8



Biokompatibilität: DIN EN ISO 10993-1

Klassifizierung: Medizinprodukt nach 93/42/EWG,
Klasse: **IIb**
Anwendung: Langzeit

Weichmacher: DEHP 



Verpackung:

DIN EN ISO 11607-1+2

Sterilverpackung
Sekundärverpackung
Transportverpackung

PA/PE, med. Papier
Faltschachtel
Kartonage (VE)

Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden



Sterilisation:

Ethylenoxid
DIN EN ISO 11135



Nicht erneut sterilisieren




Shelf Life:

5 Jahre

Lagerungshinweise:

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



Vor Feuchtigkeit schützen




Bestellinformationen:

Bestellnummer	Bezeichnung	Größen (xx) O.D.[mm]	Länge (yy) [mm]	Verpackungseinheit
ML-1164xxyy	Doppellumen-Tracheostomiekanüle für die linksseitige Intubation	35	75	10
		37	85	
			75	
			85	
ML-1165xxyy	Doppellumen-Tracheostomiekanüle für die rechtsseitige Intubation	39	75	
		41	85	
			95	



Heusweilerstraße 100
D-66557 Illingen/Germany

 instruction for use:
www.medicoplast.de

Telefon: 0049(0)6825/9424-0
Telefax: 0049(0)6825/942437



Internet: www.medicoplast.de
E-Mail: info@medicoplast.de

