

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland
products & more

products & more



Spiraltubus „Bronchoskopie“

- spiralarmiert mit Edelstahl-Spirale
- mit Bisschutz
- mit Niederdruck-Cuff
- gerade
- Gesamtlänge 33cm
- steril
- VE 5 Stück
- UK 50 Stück

ML-1090075 ID 7,5mm

ML-1090085 ID 8,5mm

ML-1091075 ID 7,5mm

ML-1091085 ID 8,5mm

ML-1092075 ID 7,5mm

ML-1092085 ID 8,5mm

ML-1093075 ID 7,5mm

ML-1093085 ID 8,5mm

Spiral tube „Bronchoscopy“

- reinforced with stainless steel
- with mouth connector
- with high volume low pressure cuff
- straight
- total length 33cm
- sterile
- unit 5 pieces
- box 50 pieces

mit Biss-Schutz, ohne Cuff

ohne Biss-Schutz, ohne Cuff

ohne Biss-Schutz, mit Cuff

mit Biss-Schutz, mit Cuff


mediland GmbH • Im Fuchshau 22 • D-73635 Rudersberg (Germany)

Tel.: +49 (0) 7183 30 78 01 0 • Fax: +49 (0) 7183 30 78 01 11 • www.mediland.de • info@mediland.de

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland
products & more

products & more



Bronchoskopie-Tubus Verbindungsschlauch

- Sauerstoff-Verbindungsschlauch
- Länge 200cm
- 1 Trichter (weiblich) für 5mm Anschlüsse
- 1 Luer Lock männlich Rotation
- VE 10 Stück
- UK 100 Stück

Bronchoscopy tube connecting tube

- oxygen connecting tube
- length 200cm
- 1 Funnel (female) suitable for 5mm connection
- 1 Luer Lock male rotation
- unit 10 pieces
- box 100 pieces

ML-1099000 Ch.18

mediland GmbH • Im Fuchshau 22 • D-73635 Rudersberg (Germany)
Tel.: +49 (0) 7183 30 78 01 0 • Fax: +49 (0) 7183 30 78 01 11 • www.mediland.de • info@mediland.de

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland
products & more

products & more



Absaugkatheter „Bronchoskopie“

- Absaugkatheter zur fiberoptischen Sekretabnahme
- Länge 120cm
- zentral offen
- mit LL-Ansatz
- steril
- VE 10 Stück
- UK 40 Stück

ML-136605 Ch.5

ML-136606 Ch.6

ML-136607 Ch.7

suction catheter „bronchoscopy“

- suction catheter for fibre-optical secretion decrease
- length 120cm
- central opening
- with Luer Lock connector
- sterile
- unit 10 pieces
- box 40 pieces

mediland GmbH • Im Fuchshau 22 • D-73635 Rudersberg (Germany)

Tel.: +49 (0) 7183 30 78 01 0 • Fax: +49 (0) 7183 30 78 01 11 • www.mediland.de • info@mediland.de