

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT  
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

**mediland**  
products & more

products & more  
mediland



## Blasenkatheter-Set

Setinhalt:

- 1 Papp-Nierenschale, kompostierbar
- 1 PP-Tupferschale
- 5 Mulltuper, pflaumengroß
- 2 Mullkompressen 7,5 x 7,5cm
- 1 Pinzette
- 1 Schlitz-/Lochtuch 60 x 60cm, wasserdicht
- 2 Latexhandschuhe, Gr. M, ungepudert, in Papier
- 1 Einschlagtuch 60 x 60cm, wasserdicht
- 1 steriles Kathetergleitgel zur Instillation, Cathejell Mono 8,5g
- 1 Blockerspritze steril 10ml Glyco.SID
- 1 Leerspritze steril 10ml, 2-tlg.
- 1 Octenisept 15ml, Antiseptikum vor Katheterisierung der Harnblase
- steril
- VE 1 Stück
- UK 40 Stück

**AB-S-032114**

