

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland
products & more

products & more
mediland



Injektionskatheter

Injektionskatheter zur intramuralen suburethralen Injektion

- Behandlung der hyperaktiven Harnblase mit Botulinumtoxin
- Belastungsinkontinenz
- Vesicorenalem Rückfluss
- allen intravesicalen und intraurethralen Injektionen und Infiltrationen
- Längenmarkierungen (graduiert)
- steril
- VE 1 Stück
- UK 10 Stück

		Länge- Katheter	Ø Nadel	Nadel- Länge
ML-132005	Ch.5	55cm	20G / 0,89mm	5mm
ML-132006	Ch.6	55cm	20G / 0,89mm	5mm
ML-132105	Ch.5	70cm	20G / 0,89mm	5mm
ML-132106	Ch.6	70cm	20G / 0,89mm	5mm