


"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland
products & more

bioqncp & wole



Nährsonde

- DEHP-frei
- mit Verschlussstopfen
- Länge 40cm - 100cm
- geschlossene Spitze
- 2 seitliche Augen
- graduiert bei 20cm - 75cm
- x-ray
- steril

Stomach tube

- DEHP-free
- with Luer fitting with cap
- length 80cm - 100cm
- cylindrical or central opening tip
- 2 eyes
- market at 20cm - 75cm
- x-ray
- sterile

		VE/UK unit/box	Material material	Länge length	
ML-418004	Ch.4	100/500	PVC	40cm	
ML-418005	Ch.5	100/500	PVC	40cm	(längsverpackt / straight packed)
ML-418006	Ch.6	100/500	PVC	40cm	(Graduiert 20cm vom distalen Ende)
ML-418008	Ch.8	100/500	PVC	40cm	/ marking 20cm from distal end
ML-418010	Ch.10	100/500	PVC	40cm	
ML-418012	Ch.12	100/500	PVC	40cm	
ML-420004	Ch.4	50/200	PVC	50cm	
ML-420005	Ch.5	50/200	PVC	50cm	(rundverpackt / round packed)
ML-420006	Ch.6	50/200	PVC	50cm	(Graduiert 20cm vom distalen Ende)
ML-420008	Ch.8	50/200	PVC	50cm	/ marking 20cm from distal end
ML-420010	Ch.10	50/200	PVC	50cm	
ML-420012	Ch.12	50/200	PVC	50cm	
ML-422004	Ch.4	50/200	PUR	50cm	
ML-422005	Ch.5	50/200	PUR	50cm	(rundverpackt / round packed)
ML-422006	Ch.6	50/200	PUR	50cm	(Graduiert 20cm vom distalen Ende)
ML-422008	Ch.8	50/200	PUR	50cm	/ marking 20cm from distal end
ML-422010	Ch.10	50/200	PUR	50cm	
ML-422012	Ch.12	50/200	PUR	50cm	
ML-425004	Ch.4	50/200	PVC	100cm	
ML-425005	Ch.5	50/200	PVC	100cm	(rundverpackt / round packed)
ML-425006	Ch.6	50/200	PVC	100cm	(Graduiert 20, 50, 75cm vom distalen Ende)
ML-425008	Ch.8	50/200	PVC	100cm	/ marking 20, 50, 75cm from distal end
ML-425010	Ch.10	50/200	PVC	100cm	
ML-425012	Ch.12	50/200	PVC	100cm	
ML-427004	Ch.4	50/200	PUR	100cm	
ML-427005	Ch.5	50/200	PUR	100cm	(rundverpackt / round packed)
ML-427006	Ch.6	50/200	PUR	100cm	(Graduiert 20, 50, 75cm vom distalen Ende)
ML-427008	Ch.8	50/200	PUR	100cm	/ marking 20, 50, 75cm from distal end
ML-427010	Ch.10	50/200	PUR	100cm	
ML-427012	Ch.12	50/200	PUR	100cm	