


"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland
products & more



Saugschlauch

- Länge 210cm - 300cm
- Ch.25 - Ch.30
- 1 oder 2 Trichter
- Standard oder Kapillar (nicht kollabierbar)
- steril
- VE 50 Stück
- UK 50 Stück

Stomach tube

- length 210cm - 300cm
- Ch.25 - Ch.30
- 1 or 2 funnel
- standard or capillary (non collapsable)
- sterile
- unit 50 pieces
- box 50 pieces

		Trichter <i>funnel</i>	Länge <i>length</i>	
ML-520025	Ch.25	1	210cm	
ML-521025	Ch.25	2	210cm	
ML-522025	Ch.25	2	210cm	(mit Fingertip / with Fingertip)
ML-523025	Ch.25	1	300cm	
ML-524030	Ch.25	2	300cm	
ML-530030	Ch.30	1	210cm	
ML-531030	Ch.30	2	210cm	
ML-533030	Ch.30	1	300cm	
ML-534030	Ch.30	2	300cm	
ML-535025	Ch.25	1	210cm	(mit Kapillaren / with capillary)
ML-536025	Ch.25	2	210cm	(mit Kapillaren / with capillary)
ML-537025	Ch.25	1	300cm	(mit Kapillaren / with capillary)
ML-538025	Ch.25	2	300cm	(mit Kapillaren / with capillary)
ML-539030	Ch.30	1	210cm	(mit Kapillaren / with capillary)
ML-540030	Ch.30	2	210cm	(mit Kapillaren / with capillary)
ML-541030	Ch.30	1	300cm	(mit Kapillaren / with capillary)
ML-542030	Ch.30	2	300cm	(mit Kapillaren / with capillary)