

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland
products & more

products & more
mediland



Integral suprapubisches Punktionsset

- Ballon in die Wandung integriert
- mit Spaltkanüle, Pflaster und Katheterstopfen
- 2-Wege Ballonkatheter
- Länge 40cm
- 3ml - 10ml
- gerade zentral offene Spitze
- 2 seitliche Augen
- transparent
- x-ray
- steril
- VE 1 Stück
- UK 25 Stück

Integral suprapubic punction set


- Balloon totally integrated
- with trocar, patch an spigot
- 2 way balloon catheter
- length 40cm
- 3ml - 10ml
- straight central opening tip
- 2 eyes
- transparent
- x-ray
- sterile
- unit 1 pieces
- box 25 pieces

ML-122012 Ch.12 3-5ml

ML-122014 Ch.14 5-10ml

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland
products & more



Integral suprapubisches Wechselset

- Ballon in die Wandung integriert
- mit Führungsdraht, Pflaster und Katheterstopfen
- 2-Wege Ballonkatheter
- Länge 40cm
- 3ml - 10ml
- gerade zentral Spitze
- 2 seitliche Augen
- transparent
- x-ray
- steril
- VE 1 Stück
- UK 25 Stück

Integral suprapubic exchanger set


- Balloon totally integrated
- with guide-wire, patch an spigot
- 2 way balloon catheter
- length 40cm
- 3ml - 10ml
- straight central opening tip
- 2 eyes
- transparent
- x-ray
- sterile
- unit 1 pieces
- box 25 pieces

ML-122512	Ch.12	3-5ml
ML-122514	Ch.14	5-10ml
ML-122516	Ch.16	5-10ml
ML-122518	Ch.18	5-10ml

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland
products & more

products & more
mediland



Integral suprapubischer Katheter

- Ballon in die Wandung integriert
- 2-Wege Ballonkatheter
- Länge 40cm
- 3ml - 10ml
- gerade zentral Spitze
- 2 seitliche Augen
- transparent
- x-ray
- steril
- VE 10 Stück
- UK 80 Stück

Integral suprapubic catheter

- Balloon totally integrated
- 2 way balloon catheter
- length 40cm
- 3ml - 10ml
- straight central opening tip
- 2 eyes
- transparent
- x-ray
- sterile
- unit 10 pieces
- box 80 pieces

ML-122712	Ch.12	3-5ml
ML-122714	Ch.14	5-10ml
ML-122716	Ch.16	5-10ml
ML-122718	Ch.18	5-10ml
ML-122720	Ch.20	5-10ml
ML-122722	Ch.22	5-10ml
ML-122724	Ch.24	5-10ml

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland
products & more

products & more
mediland



Integral suprapubisches Punktionsset

- Ballon in die Wandung integriert
- mit Spaltkanüle, Pflaster und Katheterstopfen
- 2-Wege Ballonkatheter
- Länge 40cm
- 3ml - 10ml
- Einrollspitze
- 2 seitliche Augen
- transparent
- x-ray
- steril
- VE 1 Stück
- UK 25 Stück

Integral suprapubic puncture set

- Balloon totally integrated
- with trocar, patch an spigot
- 2 way balloon catheter
- length 40cm
- 3ml - 10ml
- Pigtail
- 2 eyes
- transparent
- x-ray
- sterile
- unit 1 pieces
- box 25 pieces


ML-123012 Ch.12 3-5ml

mediland GmbH • Gewerbepark Rudersberg • Ziegeleistrasse 4 • D-73635 Rudersberg (Germany)
Tel.: +49 (0) 7183 30 78 01 0 • Fax: +49 (0) 7183 30 78 01 11 • www.mediland.de • info@mediland.de

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland
products & more

products & more
mediland



Integral suprapubisches Wechselset

- Ballon in die Wandung integriert
- mit Führungsdraht, Pflaster und Katheterstopfen
- 2-Wege Ballonkatheter
- Länge 40cm
- 3ml - 10ml
- Einrollspitze
- 2 seitliche Augen
- transparent
- x-ray
- steril
- VE 1 Stück
- UK 25 Stück

Integral suprapubic exchanger set


- Balloon totally integrated
- with guide-wire, patch an spigot
- 2 way balloon catheter
- length 40cm
- 3ml - 10ml
- Pigtail
- 2 eyes
- transparent
- x-ray
- sterile
- unit 1 pieces
- box 25 pieces

ML-123512	Ch.12	3-5ml
ML-123514	Ch.14	5-10ml
ML-123516	Ch.16	5-10ml
ML-123518	Ch.18	5-10ml

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland
products & more

products & more
mediland



Integral suprapubischer Katheter

- Ballon in die Wandung integriert
- 2-Wege Ballonkatheter
- Länge 40cm
- 3ml - 10ml
- Einrollspitze
- 2 seitliche Augen
- transparent
- x-ray
- steril
- VE 10 Stück
- UK 80 Stück

Integral suprapubic catheter

- Balloon totally integrated
- 2 way balloon catheter
- length 40cm
- 3ml - 10ml
- Pigtail
- 2 eyes
- transparent
- x-ray
- sterile
- unit 10 pieces
- box 80 pieces

ML-123712	Ch.12	3-5ml
ML-123714	Ch.14	5-10ml
ML-123716	Ch.16	5-10ml
ML-123718	Ch.18	5-10ml
ML-123720	Ch.20	5-10ml
ML-123722	Ch.22	5-10ml
ML-123724	Ch.24	5-10ml